



Aspiradores para pipetas manuales

Ref. MBJ007 - MBJ008 - MBJ009

- Los aspiradores para pipetas constituyen una solución eficaz y asequible para el pipeteo cómodo y seguro de líquidos de cualquier naturaleza.
- Su diseño ergonómico evita movimientos molestos de la mano y permite aspirar y dispensar líquidos sin cambio de posición manual y con el único movimiento del pulgar. La rueda de carga estriada puede ser girada para coger o dispensar líquido con precisión, mientras que la palanca lateral permite el vaciado rápido y automático de la pipeta.
- Gracias a su alojamiento flexible fabricado en goma, pueden ser utilizados con pipetas de diversas capacidades fabricadas en vidrio o plástico.
- Los aspiradores se presentan en varios colores según el volumen máximo que pueden aspirar, son resistentes a la acción de ácidos y bases, y fácilmente desmontables para su limpieza.



Especificaciones técnicas

Referencia	MBJ007	MBJ008	MBJ009
Volumen	2 mL	10 mL	25 mL
Color	Azul	Verde	Rojo