



## Contrôleurs de pipettes manuels

### Réf. MBJ007 - MBJ008 - MBJ009

- Les pompes pour pipettes constituent une solution efficace et économique pour un pipetage confortable et sûr de liquides de toute nature.
- Leur conception ergonomique évite les mouvements de pipetage inconfortables et permet d'aspirer et de distribuer des liquides sans changer la position de la main et d'un simple mouvement du pouce.
- La molette peut être tournée pour une aspiration ou un transfert de précision, tandis que le piston peut être enfoncé pour une vidange rapide. Grâce à leur mandrin en caoutchouc souple, elles peuvent être utilisées avec des pipettes de différentes capacités, en verre ou en plastique.
- Les pompes à pipette se déclinent en différentes couleurs en fonction du volume maximal qu'elles peuvent aspirer, sont résistantes aux acides et aux alcalis, et se démontent facilement pour le nettoyage.



## Caractéristiques techniques

Référence	MBJ007	MBJ008	MBJ009
Volume	2 mL	10 mL	25 mL
Couleur	Bleu	Vert	Rouge