



▶ Anillos de vertido



REF: CFG041



REF: CFG043

- 1 | Anillos para vertido anti-goteo.
- 2 | Son esterilizables y con una buena resistencia térmica.
- 3 | Los anillos pueden estar fabricados en PBT o en PP.
- 4 | El anillo de PBT tiene una resistencia térmica de 200°C, mientras que el anillo de PP tienen una resistencia térmica de 140°C.

Referencia	Color	GL	Material
CFG041	Rojo	45	PBT
CFG043	Azul	45	PP