



## Plaque froide pour distributeur de paraffine

### Référence ZFP007

Spécialement conçue pour être utilisée avec l'unité de distribution de paraffine lors de l'inclusion des échantillons, ainsi que lors de la réalisation de coupes avec le microtome.



- Construit en métal, il dispose de 4 pieds en caoutchouc qui garantissent la stabilité de l'équipement.
- Capacité : 40 - 50 moules

## Spécifications techniques

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Référence               | ZFP007         |
| Température             | jusqu'à -20 °C |
| Dimensions de la plaque | 300x250 mm     |
| Dimensions totales      | 525x362x370 mm |
| Poids                   | 23 Kg          |
| Alimentation            | 220v 50 Hz     |