



## AUTOCLAVES DE TABLE AUXILAB

Réf. ZCK016, ZCK017, ZCK018, ZCK019

- Petits autoclaves de classe B entièrement automatiques
- Facilité d'utilisation et d'entretien
- Écran LCD
- Interface disponible en espagnol et en anglais
- Six programmes de stérilisation prédéfinis pour les matériaux solides, poreux et creux
- Programme de stérilisation prédéfini spécial pour l'inactivation des prions
- Programme défini par l'utilisateur
- Programmes pour les tests de vide, BD (Bowie-Dick) et Helix
- Programme de nettoyage
- Possibilité de définir un mot de passe utilisateur
- Avec imprimante et sortie USB
- Système de verrouillage électrique et mécanique de la porte
- Protection électrique contre les courts-circuits



Référence	ZCK016	ZCK017	ZCK018	ZCK019
Modèle	AXL8L	AXL12L	AXL18L	AXL22L
Capacité	8 L	12 L	18 L	22 L
Température de stérilisation	105-134°C			
Durée de stérilisation	4-60 min			
Pression maximale de service	0,21-0,23 MPa			
Cycles de vide	1-10			
Temps de séchage	1-25 min			
Dimensions de la chambre	Ø170x320 mm	Ø200x360 mm	Ø250x350 mm	Ø250x450 mm
Matériau de la chambre	Acier inoxydable 304			
Dim. de l'équipement (LxIxH)	535x365x320 mm	535x365x320 mm	610x500x430 mm	650x500x430 mm
Poids net	45 kg	48 kg	53 kg	55 kg
Alimentation électrique	220V, 50Hz			
Puissance	1,95 kW			