





BOTTLES GAS WASHING, DRECHSLER, SJ 29/32

Bottles gas washing with NZ. Constant depth profile of extender. Both bottle and extender are exchangeable and are provided as replacement parts.
Typical use: cleaning (washing) gas.

GASWASCHFLASCHEN

nach Drechsler

Die Gaswaschflasche mit Verschraubung. Justierbare Tiefe Eintauchen des Aufsatzes. Alle Bestandteile sind austauschbar und werden als Ersatzteile geliefert.
Typische Verwendung: Reinigung (Waschen) von Gas.

Cat. No. 2450

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	h1 (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632426201100	100	8	250	200	10
1632426201250	250	8	250	200	10
1632426201500	500	8	250	200	10
1632426201940	1000	8	250	200	10

BOTTLES TO GASWASHING ACC. DRECHSLER, SJ 29/32

GASWASCHFLASCHEN

nach Drechsler, NS 29/32

Cat. No. 2450 L

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632426201101	100	40	200	10
1632426201251	250	54	200	10
1632426201501	500	75	200	10
1632426201941	1000	110	200	10

PN
70 4057