



► Baños digitales de aceite



- 1 | Selección digital de parámetros con visualización de temperatura y tiempo reales de funcionamiento.
- 2 | Funcionamiento en modo continuo o en periodos programados de tiempo con señal acústica al finalizar el tiempo seleccionado.
- 3 | Señal acústica que indica sobrecalentamiento del baño cuando la temperatura del mismo excede en 10°C a la temperatura seleccionada.
- 4 | Cuba de acero inoxidable en una sola pieza libre de soldaduras, acoplada a un mueble exterior metálico con recubrimiento epoxi.
- 5 | Incluidos tapa desmontable con orificios y anillos reductores, de 11, 8 y 5 cm
- 6 | Bandeja soporte que cubre la resistencia calefactora.

|                       |                    |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| Referencia            | JDD005             | JDD006             |
| Modelo                | 602/3              | 602/5              |
| Capacidad             | 2,5 L              | 5 L                |
| Rango de Temperatura  | RT +5°C – 200°C    |                    |
| Resolución            | 0,1°C              |                    |
| Temporizador          | 1' - 9999' min     |                    |
| Medidas útiles aprox. | 145 x 130 x 100 mm | 295 x 150 x 100 mm |
| Orificios             | 1                  | 2                  |

BAÑOS DIGITALES DE ACEITE  
[J] FRÍO - CALOR

Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos