



## Concentrador de oxígeno AXAVET OLV-5

### Ref. ZMC017

El concentrador de oxígeno AXAVET 5 ha sido diseñado para satisfacer las necesidades de los centros veterinarios que requieren suministro de oxígeno para anestesia, oxigenoterapia y nebulización.

Su presión de salida es superior a la de la mayoría de concentradores del mercado, permitiendo proporcionar oxígeno de manera eficiente a todas las marcas y modelos de máquinas de anestesia.

### Características

- Totalmente automático y de fácil manejo
- Compacto y silencioso
- Requiere muy poco espacio
- Con alarma de corte de suministro
- Incluye vaso nebulizador
- Mantenimiento sencillo



### Especificaciones técnicas

Referencia	ZMC017
Pureza de oxígeno	$\geq 93\% \pm 3\%$
Presión de salida	100-115 kPa
Rango de flujo	0-5 L/min
Nivel de ruido	< 45 dB
Consumo de energía	500 W
Alimentación	100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimensiones (LxAxH)	490x270x560 mm
Peso	22 kg