



## Concentrateur d'oxygène AXAVET OLV-5

### Référence ZMC017

Le concentrateur d'oxygène AXAVET 5 a été conçu pour répondre aux besoins des centres vétérinaires nécessitant une alimentation en oxygène pour l'anesthésie, l'oxygénothérapie et la nébulisation.

Sa pression de sortie est plus élevée que celle de la plupart des autres concentrateurs du marché, ce qui lui permet de fournir efficacement de l'oxygène à toutes les marques et à tous les modèles d'appareils d'anesthésie.



## Caractéristiques

- Entièrement automatique et facile à utiliser
- Compact et silencieux
- Nécessite très peu d'espace
- Avec alarme d'arrêt de la production
- Comprend un gobelet de nébulisation
- Facile à maintenir

## Paramètres techniques

Référence	ZMC017
Pureté de l'oxygène	$\geq 93\% \pm 3\%$
Pression de sortie	100-115 kPa
Gamme de débit	0-5 L/min
Niveau sonore	< 45 dB
Consommation d'énergie	500 W
Alimentation électrique	100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimensions (LxLxH)	490x270x560 mm
Poids	22 kg