



## Dispensateur de lames

### Référence - BPG012

Le dispensateur de lames Nahita a été spécifiquement développé pour que vous puissiez stocker et garder vos lames de manière simple et efficace.

Grâce à ce petit appareil, vous pourrez retirer les lames facilement en rotant les petites roues qui se trouvent sur les extrémités, en obtenant ainsi un dispensateur libre de poussière et d'empreintes. Avec une capacité jusqu'à 80 lames (selon son épaisseur), le dispensateur a un couvercle transparent qui vous permettra de savoir à tout moment la quantité de lames disponibles.



## Spécifications techniques

Référence	BPG012
Capacité	80 lames standard
Dimensions	120x100x165 mm
Matériel	Plastique ABS