



Pasteur pipettes

Un élément indispensable au travail quotidien en laboratoire pour réaliser des techniques de routine et expérimentales qui nécessitent la mesure de volumes imprécis, l'aspiration sous vide et même l'ensemencement sur des plaques bactériologiques. Notre catalogue propose des pipettes Pasteur non stériles en verre et en polyéthylène.

Pipettes Pasteur en verre

Réf. DLB001, DLB002, DLB020, DLB021

- En verre sodo-calcique, avec un embout long et fin, et un étranglement sur le tube d'aspiration.
- Non stérile
- Non gradués
- Ils ont une capacité d'environ 2 ml.
- Réf. : DLB020 et BLB021 comprennent un filtre en coton à l'extrémité supérieure.



Spécifications techniques

Référence	Longueur (mm)	Unités / boîte
DLB001	150	250
DLB002	230	250
DLB020	150	250
DLB021	230	250

Tétines pour pipettes Pasteur

Réf. MBL013, MBL014, MBL015



Spécifications techniques

Référence	Modèle	Matériau
MBL013	Tétine	Latex
MBL014	Normal	Caoutchouc rouge
MBL015	Fort	Caoutchouc rouge