



Tamices celulares

Ref. PZH001, PZH002, PZH003

- Para la preparación de células madre y células primarias derivadas de tejidos
- Estériles, libres de DNasa/RNasa y pirógenos
- Carcasa de polipropileno y malla de nailon
- Adecuados para tubos de centrifuga de 50mL Corning, Thermo, etc.



Especificaciones técnicas

Referencia	PZH001	PZH002	PZH003
Especificación	100 μ m, 150 mesh	70 μ m, 220 mesh	40 μ m, 330 mesh
Color	Verde	Naranja	Morado
Embalaje	100 uds/caja	100 uds/caja	100 uds/caja