



Unidad dispensadora de parafina

Ref. ZFP006

Equipo indispensable en laboratorios de histología y anatomía patológica, empleado en el proceso de inclusión de tejidos en bloques de parafina para el posterior corte con microtomo.

- Programación del tiempo de funcionamiento: se puede establecer la hora de inicio y fin del funcionamiento en un periodo de 24 horas.
- Depósito de parafina de gran capacidad que evita tener que reponerla continuamente.
- Dos depósitos auxiliares para moldes y casetes.
- Panel de control con pantalla LCD y teclado de membrana.
- Ajuste independiente de la temperatura de las distintas zonas.
- Calentamiento rápido y uniforme. Pequeño punto frío.
- Accionamiento del grifo dispensador mediante pedal o interruptor de proximidad del metal (el usuario puede tocar el interruptor con una pinza o una cuchilla).
- La zona de trabajo se puede iluminar con luz LED.
- Modo de funcionamiento automático; se puede preestablecer la hora de inicio y fin del funcionamiento, así como el día de la semana.
- La plataforma de trabajo con calefacción cuenta con un soporte para 6 pinzas, lo que permite trabajar cómodamente tanto con la mano derecha como con la izquierda.
- Sistema de drenaje para la evacuación de la parafina sobrante.



Especificaciones técnicas

Referencia	ZFP006
Capacidad del depósito de parafina	5L
Capacidad de los depósitos auxiliares	120 moldes o 140 casetes en cada uno
Max. temperatura de consigna de las zonas calientes	99°C, paso de ± 1 °C
Rango de temperatura del punto frío	-5°C a -20°C, paso de ± 1 °C
Temperatura ambiente permisible	0°C - 40 °C
Alimentación	220VAC, 50Hz
Dimensiones (L x A x H)	610 x 610 x 405 mm
Peso	42 kg