


Kartell SpA DIVISIONE LABWARE	TECHNICAL DATA SHEET BANCH HOLDER FOR KARTELL MICROPIPETTE SCHEDA TECNICA SUPPORTO DA BANCO PER MICROPIPETTE KARTELL	Mod. AQ 001 Rev. 1 del 24/07/2019
---	---	--------------------------------------

TECHNICAL SPECIFICATIONS – CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Stand for 3 or 6 micropipettors monochanal Supporto per 3 e 6 micropipette monocanale	
Intended Use Utilizzo	Bench holder for laboratory use Supporto da banco per uso da laboratorio	
User Utilizzatore	Laboratory users Personale di Laboratorio	
Raw Material Materia prima	Plexiglass	

CODES & DIMENSIONS – CODICI E DIMENSIONI

Code Codice	Dimensions Dimensioni	Diameter Diametro	Places Posti
1314	290 x 140	25 mm	For 6 micropipettors monochannel Per 6 micropipette monocanale
1315	145 x 70	25 mm	For 3 micropipettors monochannel Per 3 micropipette moncanale

GENERAL FEATURES/CONFORNITIES – CARATTERISTICHE GENERALI/CONFORMITA'

CE Mark Marchio CE	No No
Class Classe	Not applicable Non applicabile
Autoclavability Autoclavabilità	Yes Sì
Sterile product Prodotto sterile	No No
Validity of the product Validità del prodotto	No expiry date on the product Nessuna data di scadenza riportata sul prodotto

PACKAGING / CONFEZIONAMENTO

CODE CODICE	MINIMUM PACK PZ CONFEZIONAMENTO MINIMO PCS	CASE PCS SCATOLA PZ
1314	1	1
1315	1	1

Operating instructions Avvertenze per l'uso

- For generic laboratory use
Utilizzare per usi generici di laboratorio
- In case of content leakage, wear gloves
In caso di fuoriuscita del contenuto utilizzare i guanti
- Store in dry place. Keep away from high temperature and direct sunlight
Conservare il luogo asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce del sole
- Wasting: Use appropriate DPI and waste the products according to Regulations in force.
Smaltimento: utilizzare gli appositi DPI e smaltire secondo la normativa vigente

Labware Quality Dep.