



- 1 | pH-mètre doté d'une technologie électronique avancée et de composants de haute qualité.
 - 2 | Mesures très constantes et très précises.
 - 3 | Très facile à utiliser.
 - 4 | Calibration en un ou deux points.
 - 5 | Correction automatique des erreurs dues à la température.
 - 6 | Boutons pour: ON/OFF - pH - mV - °C
 - 7 | Comprends:
 - 1 pH-mètre.
 - 1 bouteille de solution 6.86ph et 1 bouteille de solution 4.003ph.
- 1 électrode de pH (remplie de gel et non rechargeable). Type de connexion coaxiale de petit format.
 - 1 sonde de température.
 - 1 pile 9V type 6LR61.
 - 1 manuel d'utilisation.
 - 2 supports en plastique qui se fixent sur un côté pour accrocher l'électrode et la sonde de température.
 - 1 petit tournevis plat.
 - 1 coffret en plastique.

pH/mV/température mètre, portable



Référence	KDD010
pH	
Gamme	0,00 ~ 14,00 pH
Résolution	0,01 pH
Précision	±0,01 pH
mV	
Gamme	0 ~ ± 1999 mV
Résolution	1 mV
Précision	±0,1% F-S ±1 chiffre
°C	
Gamme	0 ~ 100° C
Résolution	0,1 °C
Précision	±0,4 °C
Display	LCD
Alimentation électrique / Batterie	1 x 9V (6LR61)
Environnement de travail	0°C~50°C, RH =95%
Impédance d'entrée	1012 Ohm
Dimensions	123 x 72 x 33 mm
Poids	238 g