




## Destilador vertical 4 L/h modelo DP 4000

Ref. PDG007

El equipo de destilación Nahita-Blue modelo DP 4000 es un destilador compacto, usado para la producción de agua destilada en laboratorios, institutos, industria alimentaria, farmacéutica y universidades.

Las piezas de vidrio están fabricadas en vidrio borosilicato para asegurar una mejor función del equipo y seguridad.

De fácil manejo y limpieza.



## Especificaciones técnicas

Referencia	PDG007
Capacidad de producción	4,0 L/h
Consumo de energía	3 100 W
Consumo de agua	45 L / h
Fuente de alimentación	230 V / 50 Hz
Conductividad a 20°C	1,5 - 2,5 $\mu$ S/cm
Ancho del equipo	190 mm
Largo del equipo	190 mm
Altura del equipo	660 mm