


## Distillateur VERTICAL 4 L/h modèle DP 4000

### Référence PDG007

L'équipement de distillation Nahita-Blue modèle DP 4000 est un distillateur compact utilisé pour la production d'eau distillée dans les laboratoires, instituts, l'industrie alimentaire, pharmaceutique et universités.

Les pièces en verre sont fabriquées en verre borosilicaté pour assurer une meilleure fonctionnalité de l'équipement et sécurité.

Facile à utiliser et à nettoyer.



## Caractéristiques techniques

Référence	PDG007
Capacité de production	4,0 L/h
Consommation d'énergie	3 100 W
Consommation d'eau	45 L / h
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz
Conductivité à 20°C	1,5 - 2,5 $\mu$ S/cm
Largeur de l'équipement	190 mm
Longueur de l'équipement	190 mm
Hauteur de l'équipement	660 mm