




Pycnomètres

KLQ004, KLQ008

Les pycnomètres solides sont des instruments de laboratoire qui, sur la base du principe du déplacement de liquide, permettent de calculer la densité de matériaux solides de différentes formes et tailles.

Endo Glassware présente les pycnomètres solides suivants, fabriqués en verre borosilicaté.

Pour les solides, les sables, les graviers



Caractéristiques techniques:

Référence	Capacité (mL)	Tolérance (\pm mm)	\varnothing extérieur (mm)	\varnothing supérieur (mm)	Hauteur de l'entonnoir (mm)	Hauteur totale (mm)
KLQ008	25	2.0	40	22	76	113
KLQ004	50	3.0	48	25	53	119