

## FLASK, CONICAL

acc. Erlenmeyer, with SJ

Provided with large description field (indication of content). Suitable for mixing of fluids. The uniform thickness of walls provides for safe work during thermal operations.

## ERLENMEYER-KOLBEN MIT NS

Die Kolben haben ein großes Beschriftungsfeld, das zur Kennzeichnung des Inhaltes vorgesehen ist. Sie sind für das Rühren von Flüssigkeiten geeignet. Eine gleichmäßige Wanddicke sorgt für eine sichere Arbeit bei Wärmeoperationen.

### Cat. No. 8024

Catalog No. Katalog-Nr.	Capacity (ml) Kapazität	d (mm)	h (mm)	SJ NS	Packing (pcs) Packung (Stück)
1632426207025	25	42	70	14/23	10
1632426207026	25	42	70	19/26	10
1632426207050	50	51	85	14/23	10
1632426207051	50	51	85	19/26	10
1632426207052	50	51	85	29/32	10
1632426207100	100	64	105	14/23	10
1632426207101	100	64	105	19/26	10
1632426207102	100	64	105	29/32	10
1632426207200	200	79	130	29/32	10
1632426207252	250	85	140	14/23	10
1632426207250	250	85	140	29/32	10
1632426207251	250	85	140	45/40	10
1632426207300	300	87	155	29/32	10
1632426207500	500	105	175	29/32	10
1632426207501	500	105	175	45/40	10
1632426207940	1000	131	215	29/32	10
1632426207941	1000	131	215	45/40	10
1632426207950	2000	166	275	29/32	6
1632426207951	2000	166	275	45/40	6
1632426207952	3000	188	310	45/40	6
1632426207956	5000	220	365	45/40	2

ISO  
4797

