



CONTENEURS ISOTHERMES

Réf. **BYF015 BYF016, BYF078**

Les conteneurs isothermes Endo Plasticware, disponibles en plusieurs capacités, ont été conçus pour garantir le transport sécurisé de substances sensibles à la température, tout en maintenant des conditions thermiques stables pendant leur utilisation.

Caractéristiques

- Fabriqué en polypropylène (PP) de haute qualité, un matériau résistant aux chocs, aux agents chimiques et aux variations de température.
- Corps monobloc avec fond et parois entièrement scellés, assurant une structure robuste et une excellente capacité d'isolation.
- Poignées de type pont avec système de verrouillage de sécurité, facilitant un transport sécurisé et évitant les ouvertures accidentelles.
- Finition extérieure bleue avec couvercle et intérieur blancs, pour une identification facile et un nettoyage aisé.
- Plage de température de fonctionnement : de -40 °C à $+80\text{ °C}$, adaptée aux conditions de stockage et de transport exigeantes.
- Non adapté au contact direct avec les aliments – les produits alimentaires doivent être conservés dans leur emballage d'origine pendant le stockage et le transport.



Référence	Capacité (L)	Dimensions ext (mm)	Poids (kg)
BYF015	25	420x250x350	2.0
BYF016	32	440x260x380	2.5
BYF078	45	520x310x400	4.2