



Centrifugeuse angulaire digitale, 2615/1

Réf. GBF001

Centrifugeuse numérique de paillasse pour les applications de routine telles que la concentration de suspensions cellulaires, la séparation de sérum ou de plasma, etc.
Conception compacte et stable avec contrôle numérique de la vitesse et de la durée de centrifugation.

- Rotor angulaire pouvant accueillir 6 tubes de 15 ml (dimensions 16x120 mm) avec positions numérotées.
- Couvercle en polycarbonate transparent pour la visualisation du rotor.
- Ecran LED pour le réglage et l'affichage de la durée de fonctionnement et de la vitesse.
- Contrôle numérique de la vitesse jusqu'à un maximum de 4000 tr/min.
- Interrupteur de sécurité qui empêche la centrifugeuse de fonctionner ou qui arrête automatiquement la centrifugation si le couvercle est ouvert.
- Le moteur à suspension élastique assure un fonctionnement en douceur.
- Pieds à ventouses pour une fixation optimale sur le plan de travail.
- Adaptateurs pour tubes de 13x100 mm et 13x75 mm disponibles. Voir les accessoires.
- Interrupteur ON/OFF.



Spécifications techniques

Référence	GBF001
Modèle	2615/1
Vitesse	1000~4000 rpm (Incrémental ± 500 rpm)
FCR	1790 $\times g$
Minuterie	1 à 60 minutes
Capacité	6 x15 mL (16x120 mm)
Poids	5Kg environ.
Dimensions	280x280x250 mm
Alimentation	220V/50 Hz
Consommation	90 W



Rotor inclus

INCLUANT



Rotor angulaire
6 x15 mL

Accessoires



Kit d'accessoires | GBK001
6 supports de tubes
6 embouts
1 fusible



Adaptateur | GBK002
Tubes 13x100 mm



Adaptateur | GBK003
Tubes 13x75 mm

Tubes recommandés

Tubes Falcon 15 mL

BGD010, BGD082, BGD083, BGD084, BGD024, BGD025, BGD039, BGD029,
BGD030, BGD031, BGD032, BGD033

Compatibilidad accesorios

Réf.	Description	Tubes nécessaire	Utilisé dans	Inclus
GBF001				
GBK001	Kit d'accessoires standard 2615/1, 2650, 2652	Tubes Falcon de 15 mL	Rotor	Non
GBK002	Adaptateur pour tubes 13x100 mm	Tubes Vacutainer 13x100 mm	Rotor	Non
GBK003	Adaptateur pour tubes 13x75 mm	Tubes Vacutainer 13x75 mm	Rotor	Non