

Embudos de rama corta

Ref. PNB001, PNB002, PNB003, PNB004, PNB005, PNB006, PNB007

Endo Glassware ofrece su gama de embudos lisos de rama corta, diseñados para el trasvase seguro de líquidos y la filtración en laboratorio. Fabricados en vidrio borosilicato de alta calidad, proporcionan una excelente resistencia química y térmica. Disponibles en diferentes tamaños, destacan por su durabilidad y fiabilidad en el uso diario.

Características

- Diseñados para el trasvase seguro de líquidos y la filtración de soluciones mediante el uso de papel de filtro
- Fabricados en vidrio borosilicato y conforme a la norma ISO 4798
- Gran resistencia química frente a ácidos, bases y la mayoría de reactivos utilizados en laboratorio
- Excelente resistencia al choque térmico
- Ángulo de cono 60°, optimizado para favorecer un flujo uniforme y una filtración eficiente
- Superficie lisa y homogénea que facilita la limpieza, minimiza la retención de residuos y reduce el riesgo de contaminación cruzada



Referencia	Capacidad (ml)	Ø Embudo (mm)	Ø Rama (mm)	Altura (mm)	Ø Filtro recomendado (mm)
PNB001	10	40	4	70	50-60
PNB002	30	50	7	95	50-60
PNB003	100	75	9	140	90-110
PNB004	150	90	10	170	110-125
PNB005	200	100	11	185	110-125
PNB006	400	120	12	220	125-150
PNB007	750	150	15	300	150-180