



Armario refrigerado "Pharmalow L"

CON CIRCULACIÓN POR AIRE FORZADO
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE 1°C HASTA +15 °C



NUEVO
DISEÑO

APLICACIONES

Productos que requieran una temperatura constante por debajo del ambiente, conservación de productos farmacéuticos, medicamentos, microtubos, etc

Descongelación automática con evaporación del agua.

Soportes pie regulables en nivel.

Cambio de sentido de la puerta.

Puerta con cerradura.

CARACTERÍSTICAS

Mueble exterior y puerta metálicos lacados en gris claro y recinto interior en chapa blanca con acabado atóxico.

Puerta metálica y luz interior led.

Grupo compresor hermético.

Turbina de circulación de aire por todo el recinto interior para una mayor homogeneidad.

PANEL DE MANDOS

Termostato regulador de la temperatura en el interior.

Termómetro digital lector de la temperatura.

Regulador electrónico digital de la temperatura.

REPUESTOS Bandejas

Para Pharmalow /L

Bandejas 1001985



MODELO

Código	Capacidad	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo exterior (cm)	Consumo W	Numero de bandejas	Peso KG
PharmalowL 2101300	327	145 47 44	169 60 65	180	4	58

Se suministra con 4 bandejas de acero, plastificadas en PVC.

RELACIÓN DE ACCESORIOS que a elección del usuario deben ser instalados en fabrica.

COMPLEMENTO

Cajón con 3 compartimentos y 12 separadores.

Cantidad máxima 8 cajones

Código **1001315**



Armario refrigerado con puerta de vidrio doble "Pharmalow" M

CON REGULADOR ELECTRÓNICO DIGITAL DE LA TEMPERATURA.
PARA TEMPERATURAS REGULABLES DESDE +2 °C HASTA +8 °C.

MODELO

Código	Capacidad litros	Alto / Ancho / Fondo (interior) cm	Alto / Ancho / Fondo (exterior)cm	Consumo W	Potencia HP	Nº de bandejas	Peso Kg
2101287	330	145 54 47	184,5 62 60	575	1/4	6	113

Se suministra con 6 cajones de acero, plastificadas en PVC.

ACCESORIO para "Pharmalow" L y M. Debe ser instalado en fábrica.

Registrador gráfico circular totalmente autónomo e independiente.

Rango de temperatura desde -10 °C hasta 40 °C. Precisión ±2% a 12 °C.

Velocidad seleccionable: 1 vuelta de disco de 24 horas ó 7 días.

Ø del disco 125 mm.

Medidas del registrador: 18 cm alto x 22 cm ancho x 35 cm fondo.

Alimentación por pila LR-6 de 1,5 V. Duración 1 año.

Código **2101621**



Código **1001877** Cajón + Guías + Separadores (Solo para Pharmalow M)



NUEVO
DISEÑO

Modelo Pharmalow M con 6 estantes.

REPUESTOS

Código

1001860 Conjunto 2 guías + Estante adicionales