



Concentrateur d'oxygène AXAVET OLV-10S

Réf. ZMC024

Le concentrateur d'oxygène AXAVET modèle OLV-10S a été conçu pour répondre aux besoins des centres vétérinaires nécessitant une alimentation en oxygène pour l'anesthésie, l'oxygénothérapie et la nébulisation. Cet appareil extrait l'air ambiant, filtre l'azote et les autres gaz, et délivre de l'oxygène de haute pureté directement à l'utilisateur par l'intermédiaire d'une canule nasale ou d'un masque.

Sa pression de sortie est plus élevée que celle de la plupart des concentrateurs du marché, ce qui lui permet de fournir efficacement de l'oxygène à toutes les marques et à tous les modèles d'appareils d'anesthésie.

- Entièrement automatique et facile à utiliser
- Compact et silencieux
- Nécessite très peu d'espace
- Avec alarme en cas de coupure de courant
- Comprend un gobelet de nébulisation
- Facile à entretenir



Référence	ZMC024
Modèle	OLV-10S
Plage de débit	0-10 l/min
Pureté de l'oxygène	93 % ± 3 %
Pression de sortie	140 kPa
Niveau de bruit	50 dB(A)
Niveau de bruit du signal d'alarme	>40 dB(A)
Consommation électrique	800 W
Alimentation électrique	100-240 V AC, 50/60 Hz
Dimensions (LxLxH)	350x250x670 mm
Poids	28 Kg