



## Dessiccateurs en plastique avec couvercle à bouton

Réf. **BDD020**, **BDD021**, **BDD022**

- Base et disque en polypropylène (PP) et couvercle en polycarbonate (PC).
- Couvercle avec système de bouton poussoir facilitant la fermeture hermétique.
- Joint en silicone de couleur rouge installé sur le dessiccateur.
- La construction transparente/translucide permet d'observer directement le contenu sans avoir à ouvrir le récipient.



### Spécifications techniques

Référence	BDD020	BDD021	BDD022
Diamètre	200 mm	250 mm	300 mm
Alésages du disque	3 mm	3 mm	15.5 mm
Dimensions	232x232x260 mm	276x276x310 mm	340x340x400 mm
Poids	0.85 kg	1.40 kg	2.40 kg