



## Cuvettes d'incinération

Réf. CPL002, CPL004

Nahita dispose d'un ensemble de cuvettes d'incinération fabriqués en porcelaine et de forme rectangulaire, qui sont idéaux pour la détermination de la teneur en cendres de tout type de substance.

Émaillés à l'intérieur comme à l'extérieur, à l'exception de la base et du bord, ils peuvent supporter des températures allant jusqu'à 1050 °C.



| Référence | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Hauteur (mm) |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| CPL002    | 75            | 35           | 15           |
| CPL004    | 120           | 65           | 18           |