



MINI AGITATEUR MAGNÉTIQUE MODÈLE 684

Réf. LBG014

Agitateur magnétique compact et efficace, idéal pour les applications de base en laboratoire. Conçu pour assurer une agitation homogène et fiable pour des volumes allant jusqu'à 1 L.



Caractéristiques

- **Type de contrôle:** Analogique, pour un réglage simple et direct de la vitesse
- **Plage de vitesse:** 380-1800 tr/min, réglable manuellement
- **Diamètre de la plaque d'agitation:** 125 mm avec surface antidérapante
- **Volume maximal d'agitation:** 1 L (H₂O)
- **Type de moteur:** moteur sans balais, sans entretien

Spécifications techniques

| | |
|---|------------------------|
| Référence | LBG014 |
| Modèle | Modèle 684 |
| Contrôle | Contrôle par bouton |
| Diamètre de la plaque d'agitation | 125 mm |
| Matériau de la plaque d'agitation | PVC |
| Volume maximal d'agitation | 1 L (H ₂ O) |
| Vitesse | 350-1800 rpm |
| Plage de taille de la barre d'agitation | 20-30 mm |
| Direction de rotation | Vers la droite |
| Conditions de fonctionnement | 5-40 °C / 80% HR |
| Niveau de protection | IP21 |
| Puissance | 5 W |
| Voltage | 100-240 V 50/60 Hz |
| Dimensions | 138x130x41 mm |
| Poids | 0.20 Kg |