



► Espátula cuchara porcelana

Nahita le ofrece esta práctica espátula fabricada en porcelana y de gran resistencia a la acción de ácidos y bases. Uno de los extremos presenta forma de cuchara y el otro extremo forma plana, ambos adecuados para

el trasvase de productos químicos en forma sólida de un recipiente a otro. La espátula está esmaltada para asegurar un óptimo trasvase sin dejar restos y para facilitar su limpieza.



Referencia	Longitud	Modelo	Ancho parte plana	Ancho
FKB023	88 mm	Cuchara-plana	13 mm	7 mm