



Brújulas

Ref. FZG001, FZG002, FZG003, FZG004

La brújula es un instrumento esencial en el ámbito científico. Algunas de sus múltiples aplicaciones son que permite la orientación y alineación precisa de equipos y muestras y facilita la visualización de campos magnéticos en estudios de electromagnetismo. Nahita ofrece diferentes tipos de brújulas garantizando exactitud, durabilidad y facilidad de uso.



Brújula de aluminio

Referencia	Ø (mm)	Descripción
FZG001	40	Con orificio de suspensión, fondo blanco

Brújulas de plástico

Referencia	Ø (mm)	Descripción
FZG002	44	Con llavero, fondo negro
FZG003	53	Direccional, con mirilla y tapa, fondo blanco
FZG004	55	Con orificio de suspensión, fondo blanco