



Support élévateur

Conçu pour soulever et maintenir tous types d'équipements et d'appareils tels que les flacons, les fioles, les bains, les agitateurs, les plaques chauffantes, etc.

Support Elévateurs en aluminium

Réf. FCD001, FCD002, FCD003



- Fabriqué en aluminium
- Avec support de type ciseaux
- Avec commande manuelle et base antidérapante
- Ils sont dotés de 4 pieds en caoutchouc antidérapants pour assurer une bonne stabilité et éviter les mouvements brusques.

Référence	Plateforme (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (Kg)
FCD001	100x100	40-140	14
FCD002	150x150	50-270	27
FCD003	200x200	50-320	38

Support Elévateurs en acier inoxydable

Réf. FCD004, FCD005, FCD006, FCD007, FCD008



- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304
- Avec support de type ciseaux
- Avec commande manuelle
- Ils sont équipés de 4 pieds en caoutchouc antidérapants pour assurer une bonne stabilité et éviter les mouvements brusques.

Référence	Plateforme (mm)	Hauteur (mm)	Charge max. (Kg)
FCD004	100x100	55-140	45
FCD005	150x150	65-250	60
FCD006	200x200	65-250	60
FCD007	250x250	70-385	75
FCD008	300x300	70-385	75