



# CONTADOR DE COLONIAS

Ref. BRJ003, BRJ004

El contador de colonias digital de Nahita-Blue está desarrollado para garantizar resultados consistentes y un manejo fiable en tareas rutinarias de recuento microbiológico, facilitando la correcta gestión y registro de los datos obtenidos.

■ **Diseño con sensor de presión**

Permite el recuento utilizando cualquier rotulador marcador, evitando el deterioro o la contaminación de la muestra

■ **Panel de visualización cuádruple**

Muestra hasta 4 recuentos simultáneos: el actual y los tres recuentos anteriores

■ **Funciones avanzadas de recuento**

1. Promedio automático: cálculo del promedio de varios recuentos con una sola pulsación
2. Función cuenta atrás: permite corregir recuentos excesivos por error
3. Puesta a cero rápida

■ **Compatibilidad**

Apto para placas Petri de diferentes diámetros; 60 mm (con anillo adaptador) y 90-150 mm

■ **Software opcional**

Facilita la trazabilidad de datos con funciones como borrar, buscar, imprimir y guardar datos en formato Excel (.csv)



## Especificaciones técnicas

Referencia	BRJ003
Pantalla	LED
Aumentos	2x
Funciones operativas	Promedio, cero (reset), cuenta atrás
Iluminación	LED (ajustable)
Sensibilidad a la presión	Ajustable
Señal acústica	Ajustable
Salida	USB
Peso	5.6 kg
Dimensiones	35x30x37 cm

## Software opcional

Referencia	BRJ004
Descripción	Software para contador digital de colonias