



## Destilador de vidrio 4 l/h, QUARTZ

### Ref. PDG002

- Este destilador automático y de producción continua, con resistencia de cuarzo, nos **proporciona un agua destilada de alta calidad** dada la gran pureza del agua obtenida, exenta de iones metálicos y sustancias pirógenas, apta para preparación de reactivos, medios de cultivo bacteriológico, lavado final de material de vidrio, etc. El equipo encuentra su aplicación en clínicas, hospitales y laboratorios en general, ubicados en los departamentos de investigación de empresas agroalimentarias, farmacéuticas, medioambientales, etc. así como en los centros de enseñanza y universidades.
- Está **fabricado** en su totalidad en **vidrio borosilicato** de alta calidad, que permite un uso continuado del equipo y garantiza su durabilidad. Dispone de un **mecanismo de seguridad que desconecta** automáticamente la **resistencia de cuarzo** al disminuir la presión del agua de refrigeración, y la conecta de nuevo al recuperarse.
- Cuenta con un **sopORTE adaptado** para su acoplamiento a la pared y sus dimensiones reducidas permiten un **fácil manejo y limpieza**.



## Especificaciones técnicas

Referencia	PDG002
Producción	4 l/h
Conductividad a 20 °C	2 $\mu$ S/cm
Consumo de agua	1,0 litros/min.
Resistencia	1 x 2500 W
Alimentación	230 V / 50-60Hz / 11 A
Dimensiones	55 x 15 x 50 cm
Peso	4 Kg

## Accesorios

Referencia	Descripción
PDJ008	Calderín
PDJ009	Refrigerante
PDJ010	Nivel
PDJ011	Resistencia de cuarzo
PDJ012	Limitador de caudal
PDJ028	Casquillo guía para resistencia
PDJ029	Tuerca plástica N.42 para resistencia, azul
PDJ030	Junta tórica para resistencia, roja