

refractómetro
de mano

URIVET
ZUZI



refractómetro de mano URIVET

refractómetro de mano **URIVET**

El nuevo refractómetro de mano URIVET de Zuzi ha sido especialmente diseñado para aplicaciones en veterinaria y en concreto para análisis de orina de perros y gatos. Sencillo, rápido y fácil de usar permite obtener lecturas inmediatas con solo una gota de orina.

Fabricado en cuerpo metálico y calibrado a 20°C, dispone de compensación automática de temperatura (CAT) y de anillo de ajuste de dioptrías para adaptarse a la visión de distintos usuarios. Se suministra además en estuche de plástico.



refractómetro
de mano URIVET
especificaciones
técnicas



refractómetro de mano URIVET

Referencia	HPM003
Modelo	URIVET
Rango medida	
Densidad de orina (S.G.)	1.000 - 1.060
Proteínas en suero (g/100mL)	2 - 14
Resolución medida	
Densidad de orina (S.G.)	0.001
Proteínas en suero (g/100mL)	0.1
CAT	Sí

refractómetro de mano URIVET

refractómetro de mano URIVET partes del equipo



refractómetro de mano URIVET escala de medida

Escalas de medición:

- 1 | Gravedad específica (densidad) de orina en unidades S.G.
- 2 | Concentración de proteínas en plasma o suero en unidades g/100 mL

