



Centrifugeuse Mini Rs-1008

Réf. GDC007

- Elle ne peut pas fonctionner si le couvercle est ouvert.
- Idéal pour la microfiltration et les essorages rapides
- Facile à utiliser avec la fonction start/stop
- Vitesse fixe, 7000 tr/min
- Deux rotors inclus; pour les microtubes et les bandes PCR
- Changement de rotor sans outils
- Faible niveau de bruit
- Accélération et freinage en quelques secondes



Spécifications techniques

Référence	GDC007
Vitesse	7000 rpm
Max. FCR	2680×g
Précision de la vitesse	
Rotor angulaire pour microtubes :	8 x 0,2/0,5/1,5/2 mL
Rotor pour bandes PCR :	4 bandes de 8 x 0,2 mL
Durée	Opération continue
Moteur	Moteur DC avec balais
Alimentation électrique	Adaptateur externe AC/DC :
Entrée	AC 100-240V, 50/60Hz
Sortie	DC 24V
Niveau de bruit	≤45dB
Dimensions [P×L×H]	160×170×122 mm
Poids	0,5 kg

Tubes compatibles

Tube	Utilisation de l'adaptateur	Références
Microtube 0,5 mL	Avec adaptateur	BGN004
Microtube 1,5 mL	Sans adaptateur	BGN005, BGN011, BGN012, BGN013, BGN014, BGN015, BGN027
Microtube 2 mL	Sans adaptateur	BGN025
Bande PCR 8x0,2 mL	-	BGN006
Microtube 0,2 mL	Avec adaptateur	BGN003, BGN026