

FICHA TÉCNICA / DATA SHEET / FICHE TECHNIQUE

PIPETAS 2 AFOROS CLASE A, CON BULBO

VOLUMETRIC PIPETTES 2 MARKS, CLASS A, WITH BULB

PIPETTES JAUGÉE 2 TRAITS, CLASSE A, À BOULE



- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fabricadas en vidrio, clase "A". - Dos enrasas para medición de volumen fijo. - Con bulbo de seguridad. - Graduación en azul - Calibrada a 20º - Con código de color azul - ISO 648 | <ul style="list-style-type: none"> - Made of glass, class "A". - Two flushes for fixed volume measurement. - With safety bulb. - Blue graduation - Calibrated to 20°. - Blue colour coded - ISO 648 | <ul style="list-style-type: none"> - En verre, classe "A". - Deux cliquets de mesure à volume fixe. - Avec ampoule de sécurité. - Diplôme bleu - Calibré à 20º. - Code couleur bleu - ISO 648 |
|---|--|--|

Referencia

Code

Reference

DJP001

DJP002

DJP003

DJP004

DJP005

DJP006

DJP007

DJP008

DJP009

Volumen nominal

Nominal volume

Volume nominal

1 mL

2 mL

5 mL

10 mL

15 mL

20 mL

25 mL

50 mL

100 mL

Error máx. permitido

Max. Permissible error

Erreur max. permise

+/- 0.007 mL

+/- 0.010 mL

+/- 0.015 mL

+/- 0.020 mL

+/- 0.030 mL

+/- 0.030 mL

+/- 0.030 mL

+/- 0.050 mL

+/- 0.080 mL

AUXILAB, S. L.
N.º F. ESB 31072218
MATERIAL PARA LABORATORIO
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 - Tel. 34-948 310513
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Beriain, 27th September 2022

Product Technici

