

FICHA TÉCNICA

Producto: Tubo fondo plano PP, 50 mL

Referencia: BGD090



- Tubo de polipropileno (PP)
- Tapón roscado de polietileno (PE)
- Con graduación (marcas 5 mL, 10 mL, 15 mL, 20 mL, 25 mL, 30 mL, 40 mL, 50 mL)
- Diámetro externo: 30 mm
- Altura total (con tapón): 108,5 mm
- Resiste temperaturas entre -80°C y 100°C
- Apto para centrifugación. Velocidad máxima: 9000 rpm. Fuerza centrífuga máxima: 10000xg
- Presentación: Bolsa con 25 unidades