

FICHE TECHNIQUE

Produit : Tube à fond plat en PP, 50 ml

Référence : BGD090



- Tube en polypropylène (PP)
- Bouchon à vis en polyéthylène (PE)
- Avec graduation (5 ml, 10 ml, 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml)
- Diamètre extérieur : 30 mm
- Hauteur totale (avec le bouchon) : 108,5 mm
- Résistant à des températures comprises entre -80 °C et 100 °C
- Convient à la centrifugation. Vitesse maximale : 9000 rpm RCF max. : 10000xg
- Présentation : sachet de 25 tubes