



Placas pocillos profundos

Ref. BRD009, BRD010, BRD014

- Placas de 96 pocillos profundos
- Fabricado en polipropileno de alta calidad
- Puede proporcionar la capacidad más adecuada de 1 mL y 2 mL
- Autoclavable



Referencia	Embalaje
BRD009	5 unidades / caja
BRD010	5 unidades / caja
BRD014	5 unidades / caja

Especificaciones técnicas

Referencia	BRD009	BRD0010	BRD014
Forma Pocillos	Cuadrada	Redonda	Cuadrada
Fondo Pocillos	V	U	U