



Agitateur magnétique avec chauffage 4 et 6 positions

Réf. **LBD020** - 660/4, **LBD021** - 660/6

Les agitateurs magnétiques multipositions Nahita-Blue avec chauffage offrent une solution compacte, robuste et polyvalente pour l'agitation simultanée d'échantillons. Leur conception permet de mélanger des liquides de faible viscosité ou des solutions solide-liquide, avec la possibilité de configurer chaque position de manière synchrone ou indépendante, selon les besoins de l'utilisateur. Grâce au système de chauffage intégré, cet équipement ne se contente pas d'agiter les échantillons, mais les chauffe également de manière homogène, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant un contrôle thermique.

Caractéristiques

- Force magnétique élevée pour une agitation efficace
- Contrôle indépendant ou synchronisé par poste
- Écran LCD haute visibilité

**LBD020****LBD021**

Référence	LBD020	LBD021
Modèle	660/4	660/6
Postes à pourvoir	4	6
Volume d'agitation maximal	4x500 mL	6x500 mL
Moteur	Moteur sans balais	
Contrôle	Affichage et bouton	
Affichage	LCD affichage à cristaux liquides	
Matériau de la plaque	Acier inoxydable 304	
Température de la plaque	RT-120 °C	
Taille du barreau d'agitation	20-50 mm	
Sens du mélange	Droit	
Vitesse	50-1200 tr/min	
Temps	1min-19h59min	
Alimentation	110-220V 50/60 Hz	
Température et humidité admissibles	5-40°C / 80% HR	
Dimensions	315x220x65 mm	430x220x65 mm