




## Scelleuse de sacs stériles, avec dérouleur

### Réf. ZZC003

Équipement conçu pour assurer une fermeture hermétique et sûre des sacs et matériaux thermoplastiques. Sa structure robuste et ses fonctionnalités avancées garantissent un scellage parfait, protégeant le contenu de toute fuite ou contamination. Équipé d'un porte-rouleau intégré, il facilite la manipulation des matériaux, optimise le processus de scellage et garantit des résultats constants à chaque utilisation.

- Fabriqué en ABS combiné au métal et avec 4 pieds en caoutchouc sur la base
- Facile à utiliser, avec fermeture par pression et coupure manuelle.
- Témoin lumineux de démarrage
- Témoin lumineux de préchauffage



\* Rouleau non inclus

Référence	ZZC003
Largeur d'étanchéité	15 mm
Longueur de scellement max.	300 mm
Épaisseur max. du plastique	0.4 mm
Dimensions	370x310x180 mm
Puissance	300 W
Poids	4.50 kg