



Gants

Réf. RBL002, RBL003

Demi-gant en silicone

Réf. RBL002

- Matériau : Caoutchouc de silicone en phase vapeur
- Surface intérieure gaufrée
- Utilisation : manipulation d'objets chauds (verre, acier, porcelaine, etc.)
- Température maximale d'utilisation : 250°C (pour une exposition prolongée, il est préférable que la température soit inférieure à 200°C)
- Dimensions : 185x100 mm
- Poids spécifique : 1,04-1,05 g/ml
- Allongement à la rupture : 300-400%
- Résistance à la traction : > 35,0 kg/cm²



Réf.	Taille
RBL002	Taille unique

Gant en coton

Réf. RBL003

- Matériau :
 - Support : coton (éponge), coupé/cousu.
 - Manchette : tissu extensible
- Epaisseur du coton : 850 g/m². Double tricotage.
- Utilisation : manipulation d'objets chauds de courte durée.
- Température maximale d'utilisation : 100°C



Réf.	Taille
RBL003	Taille unique