

▶ KJM - Ambiente

▶ Termo-higrómetro



- 1 | El termo-higrómetro Nahita permite medir la temperatura y humedad relativa interior, así como la temperatura exterior gracias una sonda con cable de 1,5 metros.
- 2 | Consta de una amplia pantalla digital donde visualizar la temperatura interior en la parte superior, la temperatura exterior en la zona central y la humedad relativa interior en la zona inferior, donde también se puede visualizar la hora.
- 3 | La idoneidad de la humedad es reflejada además con emoticonos: :)HR>50% o :( HR<50%.
- 4 | Este termo-higrómetro puede ser instalado en cualquier instalación donde se requiera tener un control de la humedad relativa y temperatura, como fábricas, almacenes, hospitales, oficinas, laboratorios, hoteles, instalaciones deportivas, etc.
- 5 | Registra valores máximos y mínimos de temperatura interior y exterior y humedad relativa, pudiendo resetearse para registrarla en diferentes periodos de tiempo.
- 6 | Puede ser colgado en la pared o puesto sobre la mesa.

Referencia	KJM017
Rango de medición	Temperatura exterior: - 40/70°C ± 1°C - 40/158°F ± 2°F Temperatura interior: - 0/50°C ± 1°C - 32/122°F ± 2°F Humedad relativa: - 10-99 % HR ± 5%
Resolución del display	0,1°C / 0,1°F / 1% HR
Reloj	12 h
Memoria	Registrar valores máximos y mínimos de temperatura y humedad
Sonda exterior	Con cable de 1,5 m
Batería	Una pila AAA de 1,5 V