




► Cloche de Durham



- 1| Notre Durham tube 1,5 ml est fabriqué en verre tubulaire de la troisième classe hydrolytique.
- 2| Les dimensions sont \varnothing 7.00 x 50 x 0.50 mm.
- 3| Nos tubes à vis à fond rond sont utilisés dans la microbiologie, l'industrie diagnostique, l'industrie agroalimentaire et l'industrie pharmaceutique.
- 4| Des applications appropriées sont le milieu de culture, la culture in vitro, le stockage, les laboratoires et les tubes de dégustation.

Référence	BGG011
Type de verre	Verre sodalime
Type de fond	Redondo
Capacité	1.5 mL
Longueur totale	50 mm
Épaisseur	0.50 mm
Diamètre	7.00 mm