



▶ VASES CYLINDRIQUES AVEC COUVERCLES CRÉNELÉS



- 1 | PE vase et sous-bouchon et PP-bouchon.
- 2 | Les vases cylindriques sont livrés complets de bouchon et sous-bouchon.
- 3 | Le diamètre du col est indiqué pour poudres et substances solides, crèmes, substances semi-solides, cristaux et échantillons hygroscopiques.
- 4 | **ADAPTÉS AUX ALIMENTS selon les normes suivantes:
EC 10/2011**

Référence	Volume	Diamètre	Ø col	Hauteur
CGD016	70 mL	50 mm	36 mm	60 mm
CGD017	120 mL	56 mm	36 mm	71 mm
CGD018	250 mL	69 mm	50 mm	94 mm
CGD019	500 mL	86 mm	70 mm	107 mm
CGD020	1000 mL	111 mm	85 mm	128 mm
CGD021	2000 mL	111 mm	87 mm	235 mm
CGD022	1500 mL	111 mm	87 mm	182 mm