



WATCH GLASS made of soda lime glass



DIMENSIONS IN MM

| MARKING | DIAMETER d | RADIUS r | GLASS THICKNESS t |
|---------|------------|----------|-------------------|
| 40 | 40 ± 1 | 58 | 1,9 ± 0,2 |
| 50 | 50 ± 1 | 58 | 1,9 ± 0,2 |
| 60 | 60 ± 1 | 58 | 1,9 ± 0,2 |
| 70 | 70 ± 1 | 65 | 1,9 ± 0,2 |
| 80 | 80 ± 1 | 74 | 1,9 ± 0,2 |
| 90 | 90 ± 1 | 90 | 1,9 ± 0,2 |
| 100 | 100 ± 1 | 102 | 1,9 ± 0,2 |
| 110 | 110 ± 1 | 113 | 1,9 ± 0,2 |
| 120 | 120 ± 1,25 | 130 | 1,9 ± 0,2 |
| 125 | 125 ± 1,25 | 130 | 1,9 ± 0,2 |
| 140 | 140 ± 1,5 | 160 | 1,9 ± 0,2 |
| 150 | 150 ± 1,5 | 160 | 1,9 ± 0,2 |
| 160 | 160 ± 1,5 | 160 | 1,9 ± 0,2 |
| 180 | 180 ± 1,5 | 180 | 1,9 ± 0,2 |
| 200 | 200 ± 1,5 | 200 | 2,9 ± 0,2 |
| 250 | 250 ± 1,5 | 250 | 2,9 ± 0,2 |
| 280 | 280 ± 1,5 | 250 | 2,9 ± 0,2 |