



### MICROPROVETTA CON TAPPO PER COBAS-BIO® E COBAS MIRA®

#### PE

Microprovette con tappo per apparecchi Cobas Bio® e Cobas Mira®, disponibili in quattro colori.

### MICRO TEST TUBES WITH CAPS FOR COBAS-BIO® AND COBAS MIRA®

#### PE

Micro test tubes with caps made of HDPE for Cobas Bio® and Cobas Mira® automatic analyzers. Available in four colours.

### MICROTUBES AVEC BOUCHONS COBAS-BIO® ET COBAS MIRA®

#### PE

Microtubes avec bouchon en HDPE pour appareil automatique Cobas Bio® et Cobas Mira® disponible en quatre couleurs.

| Art.    | Colore / Color / Couleur            | Ø mm | h mm | Cap. ml |
|---------|-------------------------------------|------|------|---------|
| 2940-00 | Neutro / Neutral / Blanc            | 7,65 | 35,5 | 0,70    |
| 2940-04 | Blu / Blue / Bleu                   | 7,65 | 35,5 | 0,70    |
| 2940-06 | Giallo / Yellow / Jaune             | 7,65 | 35,5 | 0,70    |
| 2940-13 | Arancio / Red-Orange / Rouge-Orange | 7,65 | 35,5 | 0,70    |



### MICROPROVETTA DA 1,5 ML CON TAPPO

#### PP

Realizzate in polipropilene trasparente. Dotate di tappo a pressione vincolato, piatto e satinato, con setto centrale perforabile del diametro di circa 3 mm. Centrifugabili fino ad un massimo di 21.000 RCF ed autoclavabili a + 121°C per 20 minuti con il tappo aperto. Disponibili nei seguenti colori: neutro (00), blu (04), giallo (06), rosa (13), verde (12).

### MICRO TEST TUBES

#### PP

High transparency PP tube for easy sample checking. Flat cap with large frosted writing surface. Liquid tight for centrifugation up to RCF 21.000 x g. Large opening tab featuring rounded surfaces for smoother open/close routine and cap top with 3mm pierceable area. Autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap. Available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

### MICROTUBES À CENTRIFUGER POUR ÉCHANTILLONS

#### PP

Microtubes en PP très transparent pour bien voir le contenu. Bouchon plat avec une large plage dépolie pour identification des échantillons. Centrifugeable jusqu'à 21.000 RCF x g. Ouverture et fermeture simplifiées grâce à la géométrie du bouchon percable (sur une surface de 3 mm) clipsable. Microtube ouvert autoclavable à 121°C pendant 20 minutes. Disponibles en couleurs blanc (00), bleu (04), jaune (06), rose (13), vert (12).

| Art.                                    | ml  | Tipo / Type / Type | Mat. | RCF X g |
|-----------------------------------------|-----|--------------------|------|---------|
| 298 Con tappo / With cap / Avec bouchon | 1,5 | Eppendorf®         | PP   | 21.000  |



### MICROPROVETTE DA 0,5ML E 1,5 ML

#### PP E PE

Realizzate in polipropilene (cod. 297-1298) e in polietilene (cod. 1299). Utili per la spedizione di campioni per scopi analitici. Centrifugabili fino a un massimo di 11.000 RCF. I codici 297 e 1298 sono autoclavabili a +121°C per 20 minuti con il tappo aperto.

### MICRO TEST TUBES

#### PP AND PE

Made of clear PP/PE they are ideal for sample analysis. It can be used for sample shipping as well. The tubes can withstand a centrifuge force of up to RCF 11.000 x g. Art. 297 and 1298 autoclavable at 121°C for 20 minutes with open cap.

### MICROTUBES À CENTRIFUGER POUR ÉCHANTILLONS

#### PP ET PE

Microtubes en PP/PE recommandés pour la manipulation, stockage et transfert d'échantillons analytiques. Peuvent être centrifugés jusqu'à 11.000 RCF x g. Réf. 297 et 1298 sont autoclavables avec bouchon ouvert à 121°C pendant 20 minutes.

| Art.                                     | ml  | Tipo / Type / Type          | Mat. | RCF X g |
|------------------------------------------|-----|-----------------------------|------|---------|
| 297 Senza tappo / No cap / Sans bouchon  | 1,5 | Eppendorf®                  | PP   | 11.000  |
| 1298 Con tappo / With cap / Avec bouchon | 0,5 | Eppendorf® / Vitraton Akes® | PP   | 11.000  |
| 1299 Con tappo / With cap / Avec bouchon | 0,5 | Beckman®                    | PE   | 11.000  |



### MICROPROVETTE GRADUATE PER CAMPIONI

#### PP

Molto utili per la spedizione di campioni per scopi analitici. Possono essere usate in adatta centrifuga fino a RCF 11.000 max. Tappo piatto con area di scrittura. Art. 279 disponibile nei colori: neutro (00), blu (04), giallo (06), rosa (13), verde (12).

### GRADUATED MICRO TEST TUBES

#### PP

Ideal for samples analysis. Depending on centrifuge being used, these tubes can withstand a centrifugal force of up to RCF 11.000. Flat cap with writing area. Art. 279 available in: neutral (00), blue (04), yellow (06), pink (13) and green (12).

### MICROTUBES GRADUÉS POUR ÉCHANTILLONS

#### PP

Très utiles et pratiques pour expéditions d'échantillons à des fins analytiques. Peuvent être centrifugés jusqu'à RCF 11.000 max. Bouchon plat avec surface d'inscription. Art. 279 disponible en couleurs blanc (00), bleu (04), jaune (06), rose (13), vert (12).

| Art.                                                               | ml  | Tipo / Type / Type | Mat. | RCF X g |
|--------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|------|---------|
| 279 Graduate con tappo / Graduated with cap / Gradués avec bouchon | 1,5 | Eppendorf®         | PP   | 11.000  |