



**FUENTE DE ALIMENTACION 1-12V AC/DC**

**POWER SUPPLY 1-12 V AC/DC**

**REF: QLN001**

## INDEX OF LANGUAGES-ÍNDICE DE IDIOMAS

ESPAÑOL.....	2
ENGLISH.....	3

## Fuente de alimentación

Simplemente seleccionando el volumen adecuado de esta fuente de alimentación permite solucionar las necesidades de suministro de un voltaje de hasta 12V. la fuente de alimentación AC/DC permite suministrar un voltaje entre 1 y 12 V en pasos de 1V, seleccionable mediante un mando giratorio en el panel frontal del equipo. El equipo está provisto de protección contra sobrecarga y cortocircuito.

La corriente AC se suministra a través de un par de clavijas azules mientras que la corriente DC se suministra a través de un par de clavijas con código de color rojo/negro. Entre las clavijas de salida AC y DC se encuentra la toma de tierra.

Referencia	QLN001
Alimentación	220-240 V AC, 50 Hz
Voltaje de salida	AC/DC 1-12 V
Intensidad	6 A máx.
Protección primaria	Fusible 2 A
Protección secundaria	Interruptor térmico

## Power supply 1-12 V AC/DC

By a simply electing the proper voltage this power supply is the solution for those experiments that requires a voltage supply up to 12V. the AC /DC power supply can provide a voltage from 1 to 12 V in steps of 1V, adjustable by means of a rotating knob at the frontal panel. The equipment is provided with overloading and short circuit protection.

The AC current is supplied through a couple of blue sockets while the DC current is supplied through a pair of colour coded sockets black/red. The earth connection point is placed between AC and DC sockets.

Code	QLN001
Power supply	220-240 V AC, 50 Hz
Output voltage	AC/DC 1-12 V
Intensity	6 A máx.
Primary protection	Fuse 2 A
Secondary protection	Thermal switch