

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**  
**DECLARATION OF CONFORMITY**  
**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

En relación a los artículos: **PIPETAS 2 AFOROS CLASE A, CON BULBO**

In relation to the articles: **VOLUMETRIC PIPETTES 2 MARKS, CLASS A, WITH BULB**

En rapport avec les articles: **PIPETTES JAUGÉE 2 TRAITS, CLASSE A, À BOULE**


Por el presente documento declaramos que las características, medidas y precisión de los productos abajo indicados están en conformidad con la norma ISO 648. El error máximo permitido en la capacidad cumple con los valores especificados en la norma ISO 648. La temperatura estándar de referencia es 20°C.

We hereby declare that the features, measurements and accuracy of the products listed below are in accordance with ISO 648. The maximum permissible error in capacity complies with the values specified in ISO 648. The standard reference temperature is 20°C.

Nous déclare par la présente que les caractéristiques, les mesures et la précision des produits indiqués ci-dessous sont conformes à la norme ISO 648. L'erreur maximale tolérée en matière de capacité est conforme aux valeurs spécifiées dans la norme ISO 648. La température de référence standard est de 20°C.

<b>Referencia</b> Code Reference	<b>Volumen nominal</b> Nominal volume Volume nominal	<b>Error máx. permitido</b> Max. Permissible error Erreur max. permise
DJP001	1 mL	+/- 0.007 mL
DJP002	2 mL	+/- 0.010 mL
DJP003	5 mL	+/- 0.015 mL
DJP004	10 mL	+/- 0.020 mL
DJP005	15 mL	+/- 0.030 mL
DJP006	20 mL	+/- 0.030 mL
DJP007	25 mL	+/- 0.030 mL
DJP008	50 mL	+/- 0.050 mL
DJP009	100 mL	+/- 0.080 mL

Beriain, 03<sup>th</sup> February 2021

 **AUXILAB, S. L.**  
N.º E. ESB 31072218  
MATERIAL PARA LABORATORIO  
Políg. Morea Norte, Calle D N 6 · Tel. 34-948 310513  
31191 BERIAIN-NAVARRA (ESPAÑA)

Rubén Martínez



Product technician