

CERTIFICADO DE CALIDAD	Disco para desecador, 220 mm	referencia BDG004
CERTIFICAT DE QUALITÈ	Disque pour dessiccateur, 220 mm	référence BDG004
QUALITY CERTIFICATE	Desiccator disk, 220 mm	reference BDG004

The manufacturer guarantees that this article complies with the following specifications and thermal resistance:

The manufacturer warrants that this item meets the following heat resistance specifications:

Le fabricant garantit que cet article est conforme aux spécifications et à la résistance thermique suivantes:

Diámetro / Diameter / Diamètre :	210 +/- 2 mm
Esperor / Thickness / Épaisseur :	5.5 +/- 1 mm
Diámetro del agujero / Diameter of hole / Diamètre du trou:	9 mm
Composición / Composition / Composition :	Arcilla de porcelana / Clay porcelain / Argile à Pcelaine
Resistencia a la temperatura / Temperature résistance / Résistance à la temperature :	1050°C