

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN, PIPETAS 1 AFORO CLASE "A"
CALIBRATION CERTIFICATE, VOLUMETRIC PIPETTES CLASS "A"
CERTIFICAT DE CALIBRATION, PIPETTES JAUGEÉS CLASSE "A"

Nº lote | Bach No | Numéro du lot: 10.10

Referencia Code Rèference	Volumen nominal Nominal value Volume nominal	Tolerancia* Tolerance* Tolérance*	Valor medio Mean value Valeur moyenne
11597150	5 mL	+/- 0.015 mL	+/- 0.011 mL

* DIN EN ISO 835-648

Instrumentos de medición | Testing devices | Instruments de contrôle :**1 | Balanza | Balance | Balance**

MODEL TG328, 500 mg / 1 mg

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

2 | Termómetro | Thermometer | Thermomètre

MODEL JJG-130-2004 0/50 °C | 0.1 °C

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années


3 | Pesa | Weight | Poid

MODEL JJG99-2006 class F1

La calibración se efectua anualmente | The calibration is effected every year | Le calibrage est effectué toutes les années

Fecha | Date | Date: 30/06/2010

Sello | Stam | Timbre:



El control se efectua de acuerdo a los requisitos de la norma ISO 835-648 a una temperatura de referencia de 20 °C

The test was effected according ISO 835-648, at a reference temperature of 20 °C

Le contrôle est effectué en accord avec les conditions de la norme ISO 835-648 a une temperature de référence de 20 °C